

## Liste der Geräte und Chemikalien sowie der HessGISS-Datenblätter

Sofern von der Schule das Experimentalmodul AE ausgewählt wird, müssen die nachfolgend aufgelisteten Geräte und Chemikalien sowie die angegebenen HessGISS-Datenblätter in ausreichender Anzahl bereitgestellt werden.

### 1 Geräte und Chemikalien

#### 1.1 Geräte allgemein

- Analysenwaage
- 2 Messkolben (1 L)
- Messkolben (100 mL)
- etikettierte Vorratsflaschen für alle Lösungen
- Entsorgung: Gefäße zur Entsorgung der verwendeten Lösungen kennzeichnen und bereitstellen

#### 1.2 Geräte pro Arbeitsplatz und Prüfling

- Spritzflasche mit demineralisiertem Wasser
- Bürette (50 mL)
- Trichter
- Messkolben (100 mL)
- Vollpipette (20 mL)
- 2 Bechergläser (50 oder 100 mL)
- Messzylinder (25 mL)
- 3 Weithals-ERLENMEYER-Kolben (250 mL)
- 2 Pasteurpipetten

#### 1.3 Chemikalienbedarf pro Prüfling

- 100 mL Schwefelsäure ( $w(\text{H}_2\text{SO}_4) = 25\%$ )
- 100 mL Cer(IV)-sulfat-Lösung ( $c(\text{Ce}(\text{SO}_4)_2) = 0,100 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$ )
- 5 mL Ferroin-Lösung ( $w(\text{Ferroin}) = 2,5\%$ )
- Wasserstoffperoxid ( $w(\text{H}_2\text{O}_2) = 30\%$ )

## Vorbereitungen

### 2 Ansetzen folgender Lösungen (für 10 Prüflinge berechnet):

#### 2.1 Schwefelsäure ( $w(\text{H}_2\text{SO}_4) = 25\%$ ):

##### **Schutzbrille! Handschuhe!**

Ca. 200 mL demineralisiertes Wasser werden in einen 1 L Messkolben gegeben. Dazu gibt man vorsichtig 140 mL konzentrierte Schwefelsäure ( $w(\text{H}_2\text{SO}_4) = 96\%$ ) und füllt anschließend mit demineralisiertem Wasser auf 1 L auf.

2.2 Cer(IV)-sulfat-Lösung ( $c(\text{Ce}(\text{SO}_4)_2) = 0,100 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$ )

33,24 g Cer(IV)-sulfat werden in einem 1L Messkolben eingewogen und in ca. 800mL 70°C warmem demineralisierten Wasser gelöst. Nach dem Abkühlen wird bis zur Messmarke aufgefüllt. Empfohlen wird die Verwendung einer käuflichen Maßlösung.

## 2.3 Ferroin-Lösung

0,7 g Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat und 1,76 g Phenanthrolinhydrochlorid werden im 100mL Messkolben in 70mL demineralisiertem Wasser gelöst. Die Lösung wird mit Wasser zu 100mL verdünnt. Auch hier wird die Verwendung einer käuflichen Ferroin-Lösung empfohlen.

## 2.4 Probelösung:

Als „Blondierungsmittel“ wird eine  $\text{H}_2\text{O}_2$ -Lösung ( $w(\text{H}_2\text{O}_2) = 30\%$ ) in einen Messkolben (100mL) eingewogen. Einwaage: 0,35–0,50g. Diese wird mit wenig demineralisiertem Wasser versetzt. Der Massenanteil ( $w(\text{H}_2\text{O}_2)$ ) der in der Aufgabe angegebenen Blondierungs-Lösung kann dann daraus berechnet werden.

Beispiel: Bei einer Einwaage an „Blondierungsmittel“ von 2,5 g und einer tatsächlichen Einwaage an  $\text{H}_2\text{O}_2$ -Lösung von 0,50 g ( $w(\text{H}_2\text{O}_2) = 30\%$ ) ergibt sich ein Massenanteil an  $\text{H}_2\text{O}_2$  in dem „Blondierungsmittel“ von  $w(\text{H}_2\text{O}_2) = 6,0\%$ :

$$m(\text{H}_2\text{O}_2) = \frac{w(\text{H}_2\text{O}_2) \cdot m(\text{Lösung})}{100\%} = \frac{30\% \cdot 0,50 \text{ g}}{100\%} = 0,15 \text{ g}$$

$$w(\text{„Blondierungsmittel“}) = \frac{m(\text{H}_2\text{O}_2) \cdot 100\%}{m(\text{„Blondierungsmittel“})} = \frac{0,15 \text{ g} \cdot 100\%}{2,5 \text{ g}} = 6,0\%$$

## 3 HessGISS-Datenblätter

- Schwefelsäure ( $w(\text{H}_2\text{SO}_4) = 30\%$ )
- Cer(IV)-sulfat-Lösung ( $c = 0,100 \text{ mol/L}$ )
- Ferroin-Lösung
- Wasserstoffperoxid-Lösung ( $w(\text{H}_2\text{O}_2) = 30\%$ )