


Sorbinsäure

Die Sorbinsäure ist eine zweifach ungesättigte Carbonsäure. Sie wird als Konservierungsmittel bzw. Lebensmittelzusatzstoff verwendet.




Aufgaben

- 1 Eigenschaften
Sorbinsäure ist in Wasser schlecht, in Ethanol jedoch gut löslich. Sorbinsäure ist eine schwache Säure ($pK_s = 4,76$).
 - 1.1 Skizzieren Sie mit Hilfe von Strukturformeln die intermolekularen Wechselwirkungen zwischen Sorbinsäure und Wasser sowie zwischen Sorbinsäure und Ethanol. Erklären Sie die Lösungseigenschaften von Sorbinsäure.
(6 BE)
 - 1.2 Berechnen Sie den pH-Wert einer Sorbinsäure-Lösung mit $\beta(\text{Sorbinsäure}) = 2,5 \text{ g/L}$ ($M(\text{Sorbinsäure}) = 112 \text{ g/mol}$).
(3 BE)
- 2 Synthese von Sorbinsäure
Zur Laborsynthese von Sorbinsäure wird zunächst Malonsäure (1,3-Propandisäure) mit einer Base versetzt. Malonsäure ist eine sogenannte CH-acide Verbindung, bei der ein Proton am zentralen C-Atom leicht abgespalten werden kann (Material 1).
 - 2.1 Erklären Sie die ungewöhnliche Säure-Base-Reaktion der Malonsäure auch mit Hilfe von mesomeren Grenzstrukturen.
(4 BE)
 - 2.2 Die korrespondierende Base der Malonsäure reagiert mit But-2-enal zu Verbindung 1. Diese reagiert dann weiter zur Sorbinsäure (Material 2).
Entwickeln Sie den Reaktionsmechanismus von Schritt 2.
(4 BE)

- 3 Spektroskopische Untersuchung und Elementaranalyse
In Material 3 sind das IR- und das UV-Spektrum sowie die Ergebnisse einer Elementaranalyse von Sorbinsäure dargestellt.
- 3.1 Geben Sie die Schlüsselbanden des IR-Spektrums an und ordnen Sie diese den charakteristischen Schwingungen zu.
(4 BE)
- 3.2 Zeigen Sie anhand der beiden Spektren sowie der Ergebnisse der Elementaranalyse, dass es sich bei der untersuchten Substanz um Sorbinsäure handeln kann.
(8 BE)
- 3.3 Ermitteln Sie den molaren Extinktionskoeffizienten ϵ_{mol} der Sorbinsäure am Absorptionsmaximum.
(4 BE)
- 4 Laborpraktische Aufgabe: Bestimmung des Gehalts an Sorbinsäure in Garnelen
Eingelegte Garnelen werden häufig mit Sorbinsäure als Konservierungsmittel haltbar gemacht. Dabei darf der Massenanteil an Sorbinsäure in den Garnelen bis zu 2000 mg/kg betragen. Der Gehalt kann mittels UV-Spektroskopie bestimmt werden.
- 4.1 Führen Sie die Gehaltsbestimmung nach der gegebenen Arbeitsvorschrift durch (Material 4).
(8 BE)
- 4.2 Protokollieren Sie Beobachtungen und Messwerte.
(2 BE)
- 4.3 Zeichnen Sie eine Kalibriergerade auf Millimeterpapier.
(3 BE)
- 4.4 Bestimmen Sie den Massenanteil $w(\text{Sorbinsäure})$ in den untersuchten Garnelen und beurteilen Sie, ob der oben genannte Grenzwert eingehalten wird.
(4 BE)

Material 1


Reaktion von Malonsäure mit einer Base (|B)



Material 2


Synthese von Sorbinsäure

Schritt 1:




Verbindung 1

Schritt 2:




Material 3

IR- und UV-Spektren von Sorbinsäure sowie das Ergebnis der Elementaranalyse



<https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Spec=C110441&Index=0&Type=IR&Large=on&SVG=on> (abgerufen am 19.09.2023).



<https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Spec=C110441&Index=0&Type=UVVis&Large=on&SVG=on> (abgerufen am 04.01.2022).

Experimentelle Daten der Elementaranalyse:

Bei der Verbrennung von 0,760 g einer Probe wurden 1,79 g CO₂ und 0,489 g H₂O erhalten.

Material 4**UV-Spektroskopische Bestimmung von Sorbinsäure in einer Garnelenprobe****Geräte**

UV-VIS-Spektrometer
7 Messkolben (50 mL)
Bürette (25 mL)
6 Einmalküvetten (für UV-Bereich geeignet)
Pasteurpipetten
5 mL Vollpipette

Chemikalien

Sorbinsäure-Stammlösung
(β (Sorbinsäure) = 100 mg/L)

Sicherheitsdatenblätter

Beachten Sie vor der Arbeit mit den Chemikalien das ausliegende Sicherheitsdatenblatt.

Durchführung

Herstellung der Kalibrierlösungen

Berechnen Sie die Volumina an Sorbinsäure-Stammlösung, die Sie zur Herstellung der unten angegebenen Kalibrierlösungen in 50 mL-Messkolben abmessen müssen. Überführen Sie diese mit Hilfe der Bürette in 50 mL-Messkolben und füllen Sie mit entionisiertem Wasser (E-Wasser) bis zur Messmarke auf.

Kalibrierlösungen: $\beta_1 = 2 \text{ mg/L}$
 $\beta_2 = 4 \text{ mg/L}$
 $\beta_3 = 6 \text{ mg/L}$
 $\beta_4 = 8 \text{ mg/L}$

Vorbereitung der Probe

2,5 g der zu untersuchenden Garnelen wurden im Vorfeld mit ca. 10 mL Ethanol im Mörser suspendiert und diese Suspension in einen 50 mL-Messkolben filtriert. Dieser Messkolben steht auf Ihrem Platz bereit. Füllen Sie den Messkolben mit E-Wasser bis zur Messmarke auf. Entnehmen Sie mit einer Vollpipette 5 mL der Probe-Lösung, pipettieren Sie diese in einen weiteren 50 mL-Messkolben und füllen Sie diesen mit E-Wasser auf.

Stellen Sie mit Hilfe des UV-Spektrums in Material 3 am Spektrometer die Wellenlänge ein, bei der gemessen werden soll. Messen Sie die Extinktionen der Kalibrierlösungen und der verdünnten Probelösung. Verwenden Sie E-Wasser als Blindprobe.

Entsorgung

Alle Lösungen können im Abguss entsorgt werden.