

**Liste der Geräte und Chemikalien sowie der DGISS-Datenblätter**

Sofern von der Schule das Experimentalmodul AE ausgewählt wird, müssen die nachfolgend aufgelisteten Geräte, Chemikalien sowie das angegebene DGISS-Datenblatt in ausreichender Zahl bereitgestellt werden.

**1 Geräte und Chemikalien****1.1 Geräte allgemein**

- etikettierte Vorratsflaschen für die Sorbinsäure-Stammlösung ( $\beta(X) = 100 \text{ mg/L}$ )
- Spektralphotometer (Messung im UV-Bereich (255 nm) muss möglich sein)

**1.2 Geräte pro Arbeitsplatz und Prüfling**

- 2 Bechergläser (50 mL, 100 mL)
- 1 Bürette (10, 25 oder 50 mL möglich), mit Fülltrichter
- 1 Spritzflasche für E-Wasser
- Stativmaterial für die Bürette
- 6 Messkolben (50 mL)
- 6 Einmalküvetten (für UV-Bereich geeignet)
- Pasteurpipetten

**1.3 Chemikalienbedarf pro Prüfling**

- Sorbinsäure-Stammlösung, ca. 50 mL

**Vorbereitungen**

Ansetzen benötigter Lösungen (für 10 Prüflinge berechnet)

**1.4 Probe**

Als Probe erhält jeder Prüfling einen 50 mL Messkolben, der zwischen 20 und 30 mL der Sorbinsäure-Stammlösung enthält.

**1.5 Sorbinsäure-Stammlösung ( $\beta(X) = 100 \text{ mg/L}$ )**

100,0 mg Sorbinsäure werden in einem 1000 mL Messkolben eingewogen, in ca. 200 mL Ethanol gelöst und mit E-Wasser aufgefüllt.

**DGISS-Datenblatt**

- Sorbinsäure